

# **KIKOS**

## **MANUAL DO USUÁRIO**

**Balança Taurus Kikos**

**xy-6091**



**IMPORTANTE:**

Leia o manual com atenção antes de iniciar a montagem e/ou o uso do equipamento

Parabéns por adquirir a Balança Eletrônica Taurus Kikos.


Para garantir o funcionamento adequado, garantir a duração de vida do produto bem como sua precisão, por favor, leia este guia antes do uso.

## Características principais

- Este produto adota o sistema BIA (Análise de bioimpedância), esta tecnologia é utilizada para medir a porcentagem de gordura corporal, água corporal, músculo e massa óssea. Envia uma corrente elétrica de baixa tensão pelo corpo e usa a velocidade de condutividade como base para o cálculo da composição corporal.
- Sensores do calibre de tensão de alta precisão
- Plataforma ABS
- Capacidade: 6kg - 150kg
- Acréscimo: 1kg
- Zeragem automática e Auto off
- Indicação de carga e sobrecarga de bateria
- Interruptor com três diferentes unidades: kg / lb / st: lb
- Alimentado por quatro baterias AAA (incluídas)

## Operação

- Insira quatro baterias AAA localizada na parte de trás da balança.

4 baterias AAA 

- Coloque as baterias no suporte e coloque a tampa (certifique-se que estão posicionadas corretamente).
- Coloque a balança em uma superfície firme e plana

## Medida de Peso

1. Fique de pé na balança, ela irá ligar automaticamente
2. Para alterar a unidade de medida, pressione o botão "unidades" na parte inferior.
3. O aparelho será desligado automaticamente, após alguns segundos.

## Medidas de composição corporal

1. Pressione a tecla "SET" para definir os dados do usuário. Insira os dados da seguinte forma: número de usuário, sexo, idade, altura. O mostrador voltará para 0,0 (kg / lb / st), após isso, as informações estarão definidas.
2. Fique de pé na balança. Após a estabilização do peso, o display mostrará o peso corporal total, percentual de gordural, percentual de liquido corporal, porcentagem de músculo e massa ósseo. Após isso a balança será desligada automaticamente em alguns segundos.

## Tela de exibição

1. O aviso: "Lo" significa que a bateria está fraca, sendo necessário substituí-la rapidamente



2. "Err" indica sobrecarga na balança.

3. Se o percentual de gordura é menor que 5% ou maior que 50% o display exibirá "Err" (Erro)

## Atenção

1. Usuários com marca-passos não devem fazer uso deste produto.
2. Usuários com implantes metálicos não poderão obter uma leitura precisa.

### **Uso apropriado**

1. Não utilize sapatos ou meias na balança, mantenha seus pés descalços para que fiquem em contato com os eletrodos.
2. Por favor, use um lenço com álcool ou limpador de vidros para limpeza da superfície da balança. Não use sabão ou outros produtos químicos. Mantenha longe de água, líquido corrosivo, aquecedores e frio extremo.
3. Nunca mergulhe o equipamento na água.
4. Sendo um equipamento de alta precisão, pode ser facilmente danificada por impactos e quedas. Não tente desmontá-la.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A **Kikos** garante os produtos relacionados neste certificado contra eventuais defeitos de fabricação, comercializados pela mesma dentro do território brasileiro, pelos prazos abaixo estipulados, a partir da data de emissão da nota fiscal de venda, e somente mediante a apresentação de cupom/nota fiscal original de venda e nos limites fixados por este termo. Esta garantia somente cobre o proprietário original e não é transferível.

### Garantia da Estrutura - 90 dias legal contra defeito de fabricação

Esta garantia acima cobre eventuais defeitos de fabricação que os produtos possam apresentar, salvo peças de desgaste natural apresentadas abaixo que ficará da seguinte forma:

#### 90 dias de garantia legal contra defeito de fabricação

Durante o prazo de garantia acima estabelecido, a Kikos assume o compromisso de substituir ou consertar, sem ônus (excetuando-se despesas de deslocamento), as peças com defeitos de fabricação. O cliente é responsável pela taxa de deslocamento de técnico especializado no valor vigente no momento, caso necessite dos serviços de assistência técnica, tanto da rede autorizada como da fábrica. Durante a garantia legal (90 dias) não será cobrada a taxa de deslocamento.

Caso o cliente prefira, o equipamento dentro da garantia poderá ser enviado a Kikos, e o reparo será efetuado sem custo de peças e mão de obra para o cliente (excetuando-se custos de transporte ida e volta do equipamento), obedecendo os prazos acima.

Os direitos de prestação da garantia não são acionados quando existam pequenas diferenças do material, em relação à qualidade teórica exigida, que sejam indiferentes para o valor e utilização do aparelho.

Eventuais prestações de garantia não implicam o aumento do prazo de garantia, nem iniciam a contagem decrescente do mesmo prazo. A garantia não abrange os serviços de instalação, limpeza e lubrificação do produto.

São de responsabilidade do cliente as despesas decorrentes do atendimento de chamadas julgadas improcedentes.

A garantia será anulada nas seguintes situações:

a) Danos provocados por:

- Roubo, vandalismo, raio, fogo, enchente e / ou outros desastres naturais;
- Suor, água, solventes, álcool e/ou outros líquidos;
- Quedas, batidas, acidentes ou uso inadequado;
- Ligação do produto em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a uma flutuação excessiva de voltagem;
- Utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos (ex. evaporação de cloro), umidade ou temperatura excessiva;
- Utilização do equipamento ao ar livre;
- Utilização do produto dentro de saunas, garagens, banheiros;

- Utilização do produto em desacordo com o especificado na ocasião da compra ou neste termo, como por exemplo, o uso de aparelhos de categoria residencial em academias, clubes, grêmios, clínicas, escolas, associações, locais comerciais, e outros que a Kikos julgar necessário;

- Aplicações de forças e pesos demasiados;

- Limpeza com produtos químicos não recomendados pela Kikos, que podem provocar manchas. A limpeza deve ser efetuada somente com panos secos;

- Lubrificação incorreta do equipamento;

- Falta ou excesso de silicone;

b) Quando for constatado:

- Manuseio, e/ou reparos por pessoas ou assistência técnica não autorizada;

- Montagem imprópria do produto pelo usuário ou não observância do manual de operação;

- Alteração de partes mecânicas, elétricas/eletrônicas originais;

- Remoção ou modificação do número de série;

- Utilização do aparelho em locais expostos a luz solar, chuva, orvalho, poeira, maresia, úmidos ou mal ventilados, etc;

- Manutenção prévia com peças não originais;

- Utilização do equipamento por mais de uma pessoa ao mesmo tempo;

- Utilização do equipamento por pessoas acima do peso especificado no produto.

Nenhum revendedor ou assistência técnica autorizada Kikos tem autorização para alterar este termo ou assumir compromissos em nome da Kikos.

A Kikos não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas consequências, decorrentes da violação das características originais ou montagem fora do padrão de fábrica de seus produtos.

A Kikos reserva-se o direito de promover alterações deste termo de garantia sem aviso prévio.

A garantia somente será válida com a apresentação deste certificado e sua respectiva nota fiscal, e somente em território nacional.

A relação de assistências técnicas autorizadas Kikos pode ser obtida através da central de atendimento ao cliente: (11) 3589 2865 de Segunda a Sexta-Feira das 08:30 às 18:00, pelo e-mail: [assistencia@kikos.com.br](mailto:assistencia@kikos.com.br), ou pelo site: [www.kikos.com.br](http://www.kikos.com.br)

**Nota Fiscal:** \_\_\_\_\_

**Produto:** \_\_\_\_\_

### DADOS DO CLIENTE:

**Nome:** \_\_\_\_\_

**Endereço:** \_\_\_\_\_ **CEP:** \_\_\_\_\_

—

**Cidade:** \_\_\_\_\_ **Est.:** \_\_\_\_\_ **Tel.:** (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ **Cel.:** (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

**A GARANTIA SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DESTES CERTIFICADO E SUA RESPECTIVA NOTA FISCAL.**

Assistência Técnica Matriz Kikos  
Rua Manuel Soares Sebastião, 115 B - Cep: 04775-160 - Socorro - São Paulo - SP - Brasil  
Tel: (11) 3589 2865 / 3589 2944 – E-mail: [assistencia@kikos.com.br](mailto:assistencia@kikos.com.br)  
[www.kikos.com.br](http://www.kikos.com.br)

