

Função 6

Atua ligando uma zona de cada vez (da cabeça aos pés) até que todos estejam ligados e desliga na mesma seqüência até que todas as zonas estejam desligadas, depois repete o processo, porém com seqüência dos pés à cabeça.

Função 7

Atua sempre com uma zona ligada com um movimento de onda da cabeça aos pés.

Função 8

Atua sempre com uma zona ligada com um movimento de onda dos pés à cabeça.

Função 9

Atua mantendo sempre duas zonas ligadas. Primeiro nas zonas 3 e 4 (pernas e pés) e depois nas zonas 1 e 2 (cabeça e costas).

Modelos:

Biosleep

Relax



MEDSYBRASIL
TECNOLOGIA E QUALIDADE DE VIDA

Av. Presidente Kennedy, 1750
Centro | Fone/Fax: (49) 3325.4320
CEP 89885-000 | São Carlos | SC
www.medsy.com.br | medsy@medsy.com.br

RDESIGN 49 9 9809.6220



Manual de Utilização

MEDSYBRASIL



Vibroterapia

A vibroterapia embora exista há muitos anos na cultura oriental é, até certo ponto recente no ocidente. O ritmo estafante que a civilização contemporânea provoca no dia-a-dia das pessoas ocasiona uma rápida deteriorização ao organismo, com reflexos mais acentuados no sistema nervoso e nos órgãos fundamentais: coração, rins, fígado, estômago, etc. Em consequência disso ocorrem uma série de doenças típicas da atualidade.

Pensando nisso, a MEDSYDO BRASIL Indústria e Comércio de Produtos Eletroeletrônicos Ltda., na busca constante da tecnologia de ponta, oferece o mais atualizado recurso em terapia vibracional.

A MEDSY DO BRASIL se dedica para fornecer a você sempre os melhores equipamentos para sua saúde, conforto e prazer entretanto, nunca use os aparelhos de massagem como substitutos das atenções médicas. Consulte regularmente seu médico e observe rigorosamente todas as orientações de uso contidas neste manual.

CONTRA INDICAÇÕES: Processos hemorrágicos e ulcerosos, fraturas em consolidação, cicatrizações cirúrgicas e outras, derrames recentes, marcapasso e período pós-parto (em período de gestação somente com autorização médica).

Comandos

Botões INTENSIDADE+ e INTENSIDADE

Tais botões têm a finalidade de Aumentar e Diminuir a intensidade do massagem, variando da intensidade mínima até a máxima. Existem 20 níveis de intensidade entre o valor mínimo e o valor máximo. Um toque único nestes botões irá aumentar ou diminuir a intensidade em um nível. Não é necessário pressionar os botões muitas vezes para grandes variações, basta manter o botão pressionado até o ponto desejado.

Botões VELOCIDADE+ e VELOCIDADE

Tais botões a finalidade de aumentar ou diminuir a velocidade do massagem, determinando o intervalo de tempo de troca de cada uma das zonas. São 20 velocidades diferentes. Um toque único nestes botões irá aumentar ou diminuir a velocidade em um nível. Não é necessário pressionar os botões muitas vezes para grandes variações, basta manter o botão pressionado até o ponto desejado.

Botão FUNÇÃO

Este botão seleciona o tipo de massagem. Um toque neste botão irá selecionar a próxima forma de massagem. São 9 formas de massagem diferentes. Este botão também é responsável pelo acionamento da função de programação, onde é possível habilitar e desabilitar as zonas de massagem. Para entrar no modo de programação, deve-se pressionar e manter pressionado este botão por 5 segundos. Neste modo, os botões Int+, Int-, Vel+ e Vel- tornam-se responsáveis por habilitar e desabilitar as zonas de 1 a 4 respectivamente. Para sair do modo de programação, basta pressionar novamente o botão Função.

Botão AUTOMÁTICO/BIOSLEEP

Este liga ou desliga o modo automático de massagem. No modo automático, a cada 30 segundos o **APARELHO MEDSY DO BRASIL** troca para a forma de massagem seguinte. Os comandos de intensidade, velocidade e **BIOSLEEP** continuam disponíveis. Após a execução da última forma de massagem, retorna para a primeira automaticamente. Existe uma luz indicativa, informando se a função **AUTOMÁTICO** está ligada ou desligada.

Este botão também é responsável pela função **BIOSLEEP**, que liga e desliga o sistema de **ENERGIA QUÂNTICA**. Existe uma luz indicativa, informando se o **BIOSLEEP** está ligado ou desligado. Para acionar esta função basta manter o botão pressionado por 5 segundos.



Botão LIGA/TIMER

Um toque único neste botão permite a você ligar ou desligar o seu **APARELHO MEDSY DO BRASIL**. Quando desligado, o seu **APARELHO MEDSY DO BRASIL** só entrará em funcionamento após este botão ter sido pressionado e liberado. Estando ligado e mantendo este botão pressionado por 5 segundos a função Timer irá mudar para o próximo tempo. São duas opções de temporização disponíveis: Curto, de 15 minutos, e Longo, de 30 minutos. Para cada um dos tempos existe uma luz indicativa. O **APARELHO MEDSY DO BRASIL** desliga automaticamente após o tempo programado.

FUNÇÕES DE MASSAGEM

Ao ligar, o seu **APARELHO MEDSY DO BRASIL** estará funcionando no modo "padrão", ou seja, não memoriza as últimas configurações utilizadas. Isto significa que todas as configurações de fábrica serão restauradas:

- Velocidade e Intensidade no valor intermediário.
- Forma de massagem na função 1.
- Calor desligado.
- Função Automático ligada.
- Timer em 15 minutos.

Funções do Controle

Função 1

Atua sempre com uma zona ligada com um movimento de ONDA da cabeça aos pés, e retorna novamente à cabeça. Faz uma espécie de rolo massagador com uma ação profunda.

Função 2

Todas as zonas ligando e desligando simultaneamente, funcionando como PULSOS de massagem.

Função 3

Todas as zonas ligadas de forma CONTÍNUA, permitindo o ajuste de intensidade.

Função 4

Atua ligando uma zona de cada vez (da cabeça aos pés) até que todos estejam ligados e desliga na mesma seqüência.

Função 5

Muito semelhante a função 4, porém a seqüência de atuação é dos pés à cabeça.